

MobiMed enRoute



MOBIMED ENROUTE - FÖR BLÅLJUSPERSONAL

MobiMed enRoute är utformad för att sätta en ny standard inom ärendehantering och navigation. Lösningen är optimerad för blåljuspersonalens behov, den hjälper till att bibehålla kontrollen, är enkelt att använda och ger åtkomst till rätt information vid rätt tillfälle



Navigation och ärendehantering

Navigation

Navigation är en central del av körningen och navigationsappen är designad för att snabbt och säkert ta blåljuspersonal till destinationen. Med kartor som uppdateras i realtid och en användarvänlig design förkortar den uttryckningstiderna och förbättrar trafiksäkerheten för blåljuspersonal globalt. Kartorna ger dig en tydlig överblick för att enkelt hitta rätt. Kartorna kan också användas offline.

Ärende

Som en spindel i nätet är ärendeappen i MobiMed EnRoute kärnan i hanteringen av ärendet. Helt integrerad med ledningscentralen ger den all information som behövs. En tidslinje ger en tydlig bild av ärendet och informationen prioriteras och presenteras för att ge bästa möjliga användarvänlighet. Rakel-kanalen uppdateras automatiskt. Den tilldelade RAPS-kanalen ställs automatiskt in på fordonets Rakel-enhet. Visar även historik från tidigare ärenden.

SOS alarm

Integrationen till ledningscentralen SOS alarm används till stor del idag i Norden. SOS alarm hanterar ungefär 3,5 miljoner larmsamtal årligen. Tekniken finns på plats för att integrera till andra utalarmeringssystem utanför Norden. enRoutes integration med ledningscentralen ger all information som behövs, presenterat utifrån användarens önskemål och potentiella behov.



“

”

Prehospital sjukvårdsledning

Idag används papper och penna som standard för minnesanteckningar under misstänkt allvarlig händelse och med MobiMed enRoute blir processen digital och risken att information går förlorad minimeras. Med MobiMed enRoute kan sjukvårdsledaren effektivisera arbetsflöden och kommunikation mellan de olika aktörerna förbättras avsevärt.





Visar vägen

Destinationen läggs automatiskt in baserat på information från ledningscentralen.

Integrerad med ledningscentralen

Tar emot den senaste informationen från ledningscentralen och ger en tydlig bild av ärendet.

Flera kartlager

Se kartan i 2D, 3D, satellit-vy eller en kombination av dessa.

Smart statusuppdatering

Nästa status rekommenderas automatiskt men en fördefinierad status kan också skickas till ledningscentralen.

Trafikdata i realtid

Undvik köerna och kom fram snabbare genom att i realtid dra nytta av trafikdata från flera olika källor.

Se andra enheter på samma ärende

Se andra fordon knutna till samma ärende. Deras status, roll och estimerad ankomsttid presenteras.



SAVING VITAL SECONDS

Med djupgående kliniska kunskaper och i nära samarbete med användare, har Ortivus utvecklat MobiMed, en ledande lösning för kommunikation och informationsdelning genom den prehospitala vårdkedjan.

MobiMed är en modulär totallösning för framtidens sjukvård. Systemet delas in i fem olika produktgrupper som kan integreras och anpassas efter behov.

- MobiMed Monitor, för patientmonitorering
- MobiMed ePR, beslutstöd och dokumentation
- MobiMed Life, fristående defibrillatorer
- MobiMed EnRoute, ärendehantering och navigation
- MobiMed FleetCtrl, för automatiserade fordonskontroller

MobiMed gör det möjligt för sjukvårdspersonal att fatta rätt beslut i rätt tid samtidigt som systemet bidrar till förbättrad vårdkvalitet och sparade resurser.

Ortivus erbjuder MobiMed enRoute som är utformad för att sätta en ny standard inom ärendehantering och navigation. Lösningen är optimerad för blåljuspersonalens behov, är enkelt att använda och ger åtkomst till rätt information vid rätt tillfälle.



**Navigation och
ärendehantering**



**Prehospital
sjukvårdsledning**

SOS

**Integrerad med
ledningscentralen**



MobiMed enRoute

Ortivus AB
Svärdvägen 19
182 33 Danderyd
info@ortivus.com
+46 0 446 45 00
www.ortivus.com



Följ oss på Sociala Medier

