

# MobiMed Life

**REANIBEX 100 DEFIBRILLATOR**



## HEART SAFE SOLUTIONS

REANIBEX 100 är en lätt, användarvänlig automatiserad extern defibrillator (AED) som ger icke-professionella personer möjlighet att ge snabb, effektiv första hjälpen till hjärtstoppspatienter, vuxna och barn.

---

### **Robust design**

Kompakt, robust design skapad för att tåla tuffa förhållanden.

### **Ergonomisk**

Lätt, ergonomisk form att förvara och bära.

### **Intuitiv**

Rött omslag och hjärtikon för enkel synlighet och association med funktion.

---

### **200 Joule**

150 - 200 Joule för *vuxna patienter* och 50 - 90 Joules för *pediatriska patienter*.

### **Saving vital seconds**

Slås automatiskt på när locket öppnas, föranslutna elektroder och förladdning för en snabbare stötleverans.

### **HLR assistans**

Metronom och frekvensfeedback i realtid för effektiva bröstkompressioner.

### **Tydlig vägledning**

Hörbara uppmaningar på svenska för att guida användare genom hela återupplivningsförfarandet. Volym anpassad till bakgrundsljud.

### **Halv- eller helautomatisk**

I den halvautomatiska versionen måste stöttnappen tryckas in för att stöten ska avges. I helautomatisk version levereras stöten automatiskt vid behov.

### **Anpassningsbar**

Röstmeddelanden, HLR-inställningar, språk, defibrilleringsprotokoll etc. kan anpassas via konfigurationsverktyg.

### **Självtester**

Defibrillatorn utför regelbundna och automatiska självtester för att säkerställa funktionalitet och underlätta underhållet.

### **Kompatibel teknik**

Föranslutna engångselektroder för vuxna och barn.

### **ERC/AHA - Riktlinjer**

Konfigurerad enligt ERC/AHA -riktlinjer.

---

**“Med sin intuitiva grafik, ljudmeddelanden och snabba chockleverans kan Reanibex 100 vara skillnaden mellan liv och död.”**



# ÖVERSIKT

- 1.** Handtag
- 2.** Statusindikator (LED)
- 3.** Högtalare
- 4.** USB-kontakt
- 5.** Elektrodkontakt
- 6.** På/av-knapp
- 7.** Barnläge-knapp
- 8.** Stöttnap (semiautomatiskt val)
- 9.** Föranslutna engångselektoder (för vuxna och barn)





# TEKNISK SPECIFIKATION

## REANIBEX 100 DEFIBRILLATOR

### Allmänt

**Mått:** *Utan handtag:* 217 mm (W) x 235 mm (D) x 96 mm (H). *Med handtag:* 217 mm (W) x 285 mm (D) x 96 mm (H)

**Vikt:** Utrustning med engångselektroder och batteri: 2,50 kg. Batteri: 0.250 kg

### AED Defibrillator

**Driftläge:** Halv- eller helautomatisk.

**Vågförm:** Bifasisk trunkerad exponentiell justerad till patientens impedans.

**Energier:** Från 150 till 200 Joule för *vuxna patienter*, från 50 till 90 Joule för *pediatriska patienter*.

**Elektrod typer:** Multifunktionella engångselektroder som gäller för både *vuxna* och *pediatriska* patienter.

**Riktlinjer för återupplivning:** Fabriksinställda riktlinjer 2015 (ERC/AHA) och dess granskning av 2017.

### Datalagring

**Internminne:** 10 avsnitt på minst 15 timmar.

**Datagranskning:** Webbapplikation *Reanibex Data Net* för nedladdning, reproduktion, hantering, lagring och granskning av inspelade avsnitt (option).

### Batteri

**Typ:** LiMnO<sub>2</sub> 12 VCC (engångs).

**Kapacitet:** Mer än 350 stötar vid 200 Joule och 25°C eller mer än 36 timmars övervakning.

### Miljö

**Drifttemperatur:** Från 0 till 50 °C

**Förvaringstemperatur:** Från -25 till 70 °C

**Fuktighet:** 0 to 95 %

**Höjd över havet:** 0 till 5000 m

**Kapslingsklassning:** IP55

**EMC:** IEC 60601-1-11 och IEC60601-1-2

**Vibrationer/chocker:** IEC 60601-1-11



CE 1434



## MOBIMED LIFE PRODUKTER

### Defibrillatorer/Monitorer

---



#### **Reanibex 100**

REANIBEX 100 är en lätt, användarvänlig automatiserad extern defibrillator (AED) som ger icke-professionella personer möjlighet att ge snabb, effektiv första hjälpen till hjärtstoppspatienter, vuxna och barn.

---



#### **Reanibex 300 AED/MANUAL**

Reanibex 300 är en automatisk extern defibrillator (AED) med en färgskärm med 3D-animerad grafik och EKG-signalvisning.

Reanibex 300 Manual är lätt och kompakt och har alla funktioner som behövs för att rädda liv.

---



#### **Reanibex 500 EMS**

Reanibex 500 EMS är designad för avancerade övervaknings- och återupplivningsfunktioner och har fyra driftlägen: Monitor, Manuell defibrillator, Automatiserad defibrillator och Pacemaker.

---



#### **Reanibex 800**

Reanibex 800 är den enda flerparameters defibrillatormonitor med en plug & play-design på marknaden. Reanibex 800 är designad för avancerade livsuppehållande åtgärder och har fyra driftlägen: Monitor, Manuell defibrillator, AED och Pacemaker.

---





## **SAVING VITAL SECONDS**

Med djupgående kliniska kunskaper och i nära samarbete med användare, har Ortivus utvecklat MobiMed, en ledande lösning för kommunikation och informationsdelning genom den prehospitala vårdkedjan.

MobiMed är en modulär totallösning för framtidens sjukvård. Systemet delas in i fem olika produktgrupper som kan integreras och anpassas efter behov.

- MobiMed Monitor, för patientmonitorering
- MobiMed ePR, beslutstöd och dokumentation
- MobiMed Life, fristående defibrillatorer
- MobiMed EnRoute, ärendehantering och navigation
- MobiMed FleetCtrl, för automatiserade fordonskontroller

MobiMed gör det möjligt för sjukvårdspersonal att fatta rätt beslut i rätt tid samtidigt som systemet bidrar till förbättrad vårdkvalitet och sparade resurser.

Bexen Cardio har med sin långa erfarenhet utvecklat Reanibex 100, en kompakt, användarvänlig och intuitiv defibrillator med tydliga röstinstruktioner och vägledande ikoner. HLR assistans erbjuds i realtid med metronomen för effektiva bröst-kompressioner. Reanibex 100 är skapad för att klara tuffa förhållanden med minimalt underhåll.



**Kompakt, robust och intuitiv defibrillator**



**HLR assistans**



**200 Joule**



# MobiMed Life

Ortivus AB  
Svärdvägen 19  
182 33 Danderyd  
info@ortivus.com  
+46 0 446 45 00  
www.ortivus.com



Följ oss på Sociala Medier

